

< 測定試薬変更のお知らせ >

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記の項目につきまして測定試薬を高性能試薬に変更をさせていただきますので、ご案内申し上げます。

尚、この変更に伴い検査成績が現行の試薬に比べて平均値で10%程度減少する傾向がございますが、再現性に優れた測定法になっております。

誠に勝手ではございますが、弊社事情ご賢察のうえご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

実施期日 平成 23年 3月14日(月) 受付分より

《変更内容》

項目コード	項目名	変更内容	新	旧	備考
2058	シアル糖鎖抗原 KL-6	測定試薬	ナノピアKL-6 エーザイ	ピコルミKL-6	基準値の変更は ありません
			LTIA法	ECLIA法	

*総合検査案内 94頁参照

