

< 測定試薬変更のお知らせ >

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記の項目につきまして測定試薬を高性能試薬に変更をさせていただきますので、ご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、弊社事情ご賢察のうえご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

《平成23年4月18日(月)受付分より変更》

項目コード	項目名	変更内容	新	旧	備考	総合検査案内記載頁
5541	PCR-TB (結核菌群核酸同定検査)	測定試薬	リアルタイムPCR法 (TaqMan PCR法)	PCR法	報告表現に変更は ございません	140

《平成23年4月21日(木)受付分より変更》

項目コード	項目名	変更内容	新	旧	備考	総合検査案内記載頁
217	PIVKA II	測定試薬	ルミパルスPIVKA II エーザイ	ピコルミPIVKA II	試薬の変更	79
			CLEIA法	ECLIA法		
		基準値表記	40mAU/mL未満	0~39mAU/mL	基準値表記の 適正化	

[PCR-TB(結核菌群核酸同定検査)]

TaqMan PCR法とPCR法の相関

		PCR法			計
		+	-	阻害	
TaqMan PCR法	+	141	10	0	151
	-	6	372	8	386
	阻害	0	2	3	5
計		147	384	11	542

(試薬メーカー調べ)

[PIVKA II]

