

## < 検査内容変更のお知らせ >

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、下記項目におきまして、検査内容の一部を変更させていただきますのでご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、弊社事情ご賢察のうえ、ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

### 《実施日》

平成29年3月31日（金）受付分より


### 《変更内容》

項目コード	項目名	変更箇所	新	現	備考	検査案内記載頁
135	アミラーゼ アイソザイム 〈血清〉	検査方法	アガロース膜 電気泳動法	セルロースアセテート 膜電気泳動法	測定試薬の 変更	40
		基準値	S型：36.0～84.3% P型：15.7～64.0%	S型：33.3～70.5% P型：29.5～66.7%		
		報告書	裏面参照			
446	アミラーゼ アイソザイム 〈尿〉	検査方法	アガロース膜 電気泳動法	セルロースアセテート 膜電気泳動法	測定試薬の 変更	40
		基準値	S型：17.7～61.3% P型：38.7～82.3%	S型：27.0～51.0% P型：39.0～73.0%		
		報告書	裏面参照			


※ 現法と新法の比較については裏面をご参照ください。

## ●現法と新法の比較


血清S型




血清P型



尿S型



尿P型



(委託先検討資料)

## ●報告書 (見本)

新

分画/アイソザイム報告書 FALCO

S Amyアイソザイム CD ID  
 横浜予防医学研究所 様

[ ]

検査項目	検査結果	単位	計算値 (g/dL)
S型 総	67.5	% 基準値 33.3~70.5	
P型 総	32.5	% 基準値 29.5~66.7	
① S1	52.2	%	
② S2	13.0	%	
③ S3	2.3	%	
④ P1	26.5	%	
⑤ P2	6.0	%	

報告日 東京研究所 責任者 米谷 昌志  
 ファルコバイオシステムズ 株式会社 ファルコバイオシステムズ  
 横浜予防医学研究所

現

分画/アイソザイム報告書 FALCO

S Amyアイソザイム CD ID  
 横浜予防医学研究所 様

[ ]

検査項目	検査結果	単位	計算値 (g/dL)
S型 総	67.5	% 基準値 33.3~70.5	
P型 総	32.5	% 基準値 29.5~66.7	
① S1	52.2	%	
② S2	13.0	%	
③ S3	2.3	%	
④ P1	26.5	%	
⑤ P2	6.0	%	

報告日 東京研究所 責任者 米谷 昌志  
 ファルコバイオシステムズ 株式会社 ファルコバイオシステムズ  
 横浜予防医学研究所

【注意】  
 泳動像の + と - の位置が逆に表示されます。

